

Endotoxin- und Glukan-Analyse

Pyros® eXpress Software


Die nächste Generation der Endotoxin- und Glukan-Analysesoftware für kinetische Röhren- und Platten-Photometer mit Inkubatorfunktion von Ihren Endotoxin-Spezialisten.



Pyros® eXpress Software

Associates of Cape Cod, Inc. stellt nun die nächste Generation der Analysesoftware für die Endotoxin- und Glukanbestimmung vor, mit an Ihren Bedürfnissen orientierten integrierten Lösungen zur Testung, Ergebnisausgabe, Trendermittlung und Datenverwaltung bei der quantitativen Endotoxin- und Glukanbestimmung.

Die Pyros® eXpress Software unterstützt alle Assays zur quantitativen Endotoxin- und Glukanbestimmung von Associates of Cape Cod, Inc. und ermöglicht schnelle, effiziente Tests zur Qualitätskontrolle. Die Pyros® eXpress Software macht Ihr Labor flexibler und vielseitiger und ermöglicht Ihnen intelligentere und schnellere Arbeitsabläufe unter Einhaltung aller Vorschriften. Die Pyros® eXpress Software erfüllt die technischen Anforderungen gemäß 21CFR Teil 11 für elektronische Aufzeichnungen, Unterschriften und Auditprotokolle sowie die Erwartungen an die Datenintegrität in den USA und Europa.




Leicht zu bedienen

Benutzerdefinierte Testvorlagen auf dem Startbildschirm ermöglichen einen schnellen Assay-Start mit nur wenigen Klicks.

Vollständig integrierter Produktvalidierungs-Workflow unterstützt einen systematischen, regelkonformen Testablauf.

Benutzerdefinierte Berechtigungseinstellungen erleichtern die Überwachung der Testumgebung und reduzieren Fehler im Labor:

- Lysat-KSE-Abgleich, damit nur vorher qualifizierte Reagenzien benutzt werden können
- Optionale Qualifikationsanforderungen für Laboranten
- Verfalldatenkontrolle für Vorräte/Ausrüstung




Effizienz

Die produktzentrische Ergebnisausgabe mit Pyros Kinetix® liefert Echtzeitergebnisse für einzelne Proben.

Die Reagenz-, Produkt- und

Vorratsbibliotheken vereinfachen die Testeinrichtung und reduzieren den Zeitaufwand für manuelle Eingaben.

Vielseitigkeit



Pyros® eXpress unterstützt sowohl Platten- als auch Röhren-Photometer und erhöht die Flexibilität und den Labordurchsatz bei

der Endotoxin- und Glukanbestimmung.

Pyros® eXpress Software

PEXS	Pyros® eXpress Software-Paket (USB- Medium, 1 Arbeitsgruppen-Lizenz ¹ , 1 Photometer-Lizenz ² und Software-Support ³)
PEXS-WL ¹	Pyros® eXpress Software – Arbeitsgruppen-Lizenz
PEXS-RL ²	Pyros® eXpress Software – Photometer-Lizenz
PEXS-VAL-DOCS	Pyros® eXpress Software – Validierungsprotokolle (Pyros Kinetix® Flex und Biotek ELx808 IU™*)
PEXS-SUP ³	Pyros® eXpress Software – Support für ein Jahr
PEXS-ADVS ⁴	Pyros® eXpress Software – Erweiterter Fernsupport ⁴
PEXS-VAL	Pyros® eXpress Software – Vor-Ort-Validierung für Pyros Kinetix® Flex und ELx808 IU™*
PEXS-OS	Pyros® eXpress Software – Vor-Ort-Support (zzgl. Fahrtkosten)

Pyros Kinetix® Flex

PKF32-PKG	Pyros Kinetix® Flex mit 32 Kavitäten (für Instrument, Software und Validierung)
PKF64-PKG	Pyros Kinetix® Flex mit 64 Kavitäten (für Instrument, Software und Validierung)
PKF96-PKG	Pyros Kinetix® Flex mit 96 Kavitäten (für Instrument, Software und Validierung)

Mikroplatten-Photometer

PPS04	ELx808 IU™* Mikroplatten-Photometer mit Inkubatorfunktion (Software separat erhältlich)
ELXP	Universal-Testplatte für ELx808 IU™* Photometer
CALPR	Vor-Ort-Service für vorbeugende Wartung und Leistungsbestätigung

Systemanforderungen

Betriebssystem: Microsoft®* Windows®* 10

www.acciusa.com

Physischer Speicher: 4 GB

Freier Festplattenspeicher: 10 GB

Datenbank: Empfohlen wird Microsoft® SQL Server®* oder SQL Azure®*

Wir empfehlen dringend, vor der Installation ein Update von Microsoft® Windows® durchzuführen, um die aktuellsten Sicherheitspatches und kritischen Updates zu installieren.

1. Arbeitsgruppen-Lizenz: Diese Lizenz ermöglicht das Laden der Software auf allen Computern, die mit einer Pyros® eXpress-Netzwerkdatenbank verbunden sind.
2. Photometer-Lizenz: Ermöglicht den Anschluss eines Photometers/Instruments, entweder als eigenständiges Gerät oder als Teil der Netzwerkdatenbank.
3. Der Software-Support kann durch den Außendienst, technischen Kundendienst und/oder die Software Support Group von ACC erfolgen und dauert 1 Jahr ab Erwerb der Software. Zum Software-Support gehören Upgrades, Patches und grundlegende Hilfe beim Einrichten der Software. Nicht enthalten sind erweiterter bzw. Vor-Ort-Support; diese Dienste stehen jedoch im Rahmen unserer Angebote für erweiterten Fern- und Vor-Ort-Support zur Verfügung (Optionen und Preise nennt Ihnen gerne ein ACC Kundenbetreuer). Beispiele für grundlegenden Support sind insbesondere: Hilfe beim Einrichten von Produkten, Zubehör und Vorlagen, bei der Durchführung von Validierungs- und Endotoxintests, Trendermittlung von Daten, Software-Konfiguration der Pyros® eXpress UI und Fragen vor und zur Installation innerhalb des im Softwarehandbuch definierten Rahmens.
4. Erweiterter Support umfasst alle Supportbedürfnisse, die über den oben beschriebenen grundlegenden Umfang hinausgehen. Eventuell fällt eine Servicegebühr (einschließlich Fahrtkosten) an. Preise entnehmen Sie bitte unserer Preisliste oder wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer oder Außendienstmitarbeiter. Beispiele für erweiterten Support sind insbesondere: Einrichtung der Datenbank, Wartung und Fehlerbehebung, Netzwerk-, Sicherheits- und Firewall-Fehlerbehebung, individuelle Anpassung von Berichten und Einrichtung von Import- oder Exportfunktionen für externe Systeme wie z. B. Umweltüberwachungssysteme oder Laborinformationsmanagement-Systeme.

*Marke von BioTek Instruments, Inc. Microsoft®, Microsoft® Windows®, SQL Server® und SQL Azure® sind Marken der Microsoft Corporation.



Associates of Cape Cod, Inc.
Ihre Endotoxin- und Glukan-Experten

Konzernzentrale

Associates of Cape Cod, Inc.

124 Bernard E. Saint Jean Drive
East Falmouth, MA 02536-4445 USA
Tel.: (800) LAL-TEST (525-8378) oder
(508) 540-3444
Fax: (508) 540-8680
www.acciusa.com
Kundendienst:
custservice@acciusa.com

Großbritannien

Associates of Cape Cod Int'l., Inc.

Deacon Park, Moorgate Road
Knowsley, Liverpool, L33 7RX
Großbritannien
Tel.: (44) 151-547-7444
Fax: (44) 151-547-7400
E-Mail: info@acciuk.co.uk
www.acciuk.co.uk
Kundendienst für Großbritannien:
customerservices@acciuk.co.uk
Nummer im Firmenregister:
BR002906

Europa

Associates of Cape Cod Europe GmbH

Opelstraße 14
64546 Mörfelden-Walldorf
Deutschland
Tel.: (49) 61 05-96 10 0
Fax: (49) 61 05-96 10 15
E-Mail: service@acciusa.de
www.acciusa.de